

日本製メディカルグレードの NiTi 素材を使用

アイコニックス ICONIX™ A E S T H E T I C W I R E

- ・iCONIX はロジウムコーティングされた白に近い NiTi ワイヤー
- ・ブラッシングしてもコーティングが剥がれないため審美的
- ・ワイヤー表面が滑沢なため、フリクションの小さい治療が可能




ロジウムコーティングクリップの
エンパワー クリアと相性が GOOD !

★ = 注目サイズ

		Form I		Form III	
MAXILLARY	.012	857-1U-12WR	pk	857-3U-12WR	pk
	.014	857-1U-14WR	pk	857-3U-14WR	pk
	.016	857-1U-16WR	pk	857-3U-16WR	pk
	.018	857-1U-18WR	pk	857-3U-18WR	pk
	.014 x .025			★ 857-3U-1425WR	pk
	.016 x .016	857-1U-1616WR	pk	857-3U-1616WR	pk
	.016 x .022	857-1U-1622WR	pk	857-3U-1622WR	pk
	.017 x .025	857-1U-1725WR	pk	857-3U-1725WR	pk
	.018 x .025	★ 857-1U-1825WR	pk	★ 857-3U-1825WR	pk
	.019 x .025	857-1U-1925WR	pk	857-3U-1925WR	pk
	.020 x .020	857-1U-2020WR	pk	857-3U-2020WR	pk

		VLP	
UNIVERSAL	.012	857-VX-12WR	pk
	.014	857-VX-14WR	pk
	.016	857-VX-16WR	pk
	.018	857-VX-18WR	pk
	.014 x .025	857-VX-1425WR	pk
	.016 x .016	857-VX-1616WR	pk
	.016 x .022	857-VX-1622WR	pk
	.018 x .025	★ 857-VX-1825WR	pk
	.019 x .025	857-VX-1925WR	pk
	.020 x .020	857-VX-2020WR	pk

		Form I		Form III	
MANDIBULAR	.012	857-1L-12WR	pk	857-3L-12WR	pk
	.014	857-1L-14WR	pk	857-3L-14WR	pk
	.016	857-1L-16WR	pk	857-3L-16WR	pk
	.018	857-1L-18WR	pk	857-3L-18WR	pk
	.014 x .025			★ 857-3L-1425WR	pk
	.016 x .016	857-1L-1616WR	pk	857-3L-1616WR	pk
	.016 x .022	857-1L-1622WR	pk	857-3L-1622WR	pk
	.017 x .025	857-1L-1725WR	pk	857-3L-1725WR	pk
	.018 x .025	★ 857-1L-1825WR	pk	★ 857-3L-1825WR	pk
	.019 x .025	857-1L-1925WR	pk	857-3L-1925WR	pk
	.020 x .020	857-1L-2020WR	pk	857-3L-2020WR	pk



色見本動画

FAX ▶▶▶ 03-3801-7560


管理 認証番号 230ACBZX00018000

お名前	医院名
ご住所 〒	TEL ()




Arch Wire Forms


アーチワイヤーフォームズ



NATURAL ARCH FORM I



NATURAL ARCH FORM III



VLP ARCH FORM

製造販売



美しい歯ならびをクリエイトする

株式会社 **バイオデント**

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 2-33-19 TEL 03-5604-0980 / FAX 03-3801-7560

☎0120-49-0980 大阪営業所 06-4862-4223 / 福岡営業所 092-482-5546

Email info@biodent.co.jp URL <http://biodent.co.jp>



3524 Washington Avenue

Sheboygan, Wisconsin, 53081 USA